

Anti-Znf451 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y4E5

Artikelnummer: CM0013941



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ZNF451 (E3 SUMO-Protein-Ligase, auch bekannt als COASTER/ZATT). Validiert für Western Blot und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung von SUMOylierung, DNA-Schadensantwort und transkriptioneller Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF451 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZATT; COASTER; dj417i1.1; ZNF451
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	26036
GenID	26036
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 600-900 von humanem ZNF451 (NP_001026794.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y4E5
Proteingewicht	121kDa
Versand	Eisbeutel