

Polyklonaler Anti-Znf460-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14592

Artikelnummer: CM0022015

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen ZNF460 (Alias HZF8, ZNF272), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-ZNF460. Geeignet für Untersuchungen nukleärer Transkriptionsfaktoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF460-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HZF8; ZNF272; ZNF460
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10794
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 100-210 des humanen ZNF460 (NP_006626.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14592
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Eisbeutel