

Anti-Znf471 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bx82

Artikelnummer: CM0024354

Einführung

ZNF471 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Spezifisch für humanes ZNF471, einen Zinkfinger-Transkriptionsfaktor. Ideal für epigenetische Studien und Genregulationsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF471 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ERP1; Z1971; Zfp78; ZNF471
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	57573
GenID	57573
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 24-221 von humanem ZNF471 (NP_065864.2) umfasst.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BX82
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel