

Anti-Znf521 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96K83

Artikelnummer: CM0021004

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ZNF521 (EHZF/Evi3) für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Zeigt Kreuzreaktivität mit humanen und Rattenproben. Ideal für Stammzell- und Transkriptionsregulationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF521 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EHZF; Evi3; ZNF521
Spezies	Human
GeneID (Human)	25925
GeneID	25925
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 210-420 von humanem ZNF521 (NP_056276.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q96K83
Proteingewicht	148kDa
Versand	Eistasche