

Anti-Znf530 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6P9A1

Artikelnummer: CM0024661

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes ZNF530, ein wahrscheinlicher Transkriptionsregulator. Validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zur Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF530 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF530
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	348327
Gen-ID	348327
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-190 von humanem ZNF530 (NP_065931.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6P9A1
Proteinmasse	69kDa
Versand	Eisbeutel