

Anti-Znf574 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Zn55

Artikelnummer: CM0014495

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ZNF574, ein Zinkfingerprotein, das an der Überwachung der Ribosomenassemblierung beteiligt ist. Validiert für IHC-P, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF574 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FP972; ZNF574
Spezies	Human
GeneID (human)	64763
GeneID	64763
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 170-310 des humanen ZNF574 enthält (NP_073589.4)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q6ZN55
Proteingewicht	99kDa
Versand	Eisbeutel