

Anti-Znf582 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Ng8

Artikelnummer: CM0015036

Einführung

Anti-ZNF582 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB und ELISA, mit Maus-Kreuzreaktivität. Erkennt ein ~60kDa großes nukleäres Zinkfinger-Protein, das wahrscheinlich an der Transkriptionsregulation beteiligt ist, geeignet für Genexpressionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF582 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF582
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	147948
GeneID	147948
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 40-180 von humanem ZNF582 (NP_653291.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q96NG8
Protein-Gewicht	60kDa
Versand	Eistasche