

Anti-Znf587 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Sq5

Artikelnummer: CM0023444

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ZNF587, einen Zinkfinger-Transkriptionsregulator. Validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Genregulationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF587 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	ZF6; ZNF587
Spezies	Human
Gen-ID	84914
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 120-240 des humanen ZNF587 (NP_116217.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96SQ5
Proteingewicht	66 kDa
Versand	Eisbeutel