

Anti-Znf598 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q86Uk7

Artikelnummer: CM0018977

Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen ZNF598, eine E3-Ubiquitinligase im Ribosomen-Qualitätskontrollweg. Validiert für Western Blot und ELISA mit humanen Proben. Ideal für Studien zur Translationsregulation und Virusinfektionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF598 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HEL2; ZNF598
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	90850
Gen-ID	90850
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 120-420 des menschlichen ZNF598 (NP_835461.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q86UK7
Proteingewicht	99 kDa
Versand	Eisbeutel