

Anti-Znf621-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Zss3

Artikelnummer: CM0013816

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches ZNF621, einen Transkriptionsregulator mit Zinkfingerdomäne, gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Geeignet für Genexpressions- und Proteininteraktionsstudien. - Q6ZSS3

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF621 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF621
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	285268
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 60-150 von menschlichem ZNF621 (NP_940886.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6ZSS3
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel