

Anti-Znf645 Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q8N7E2

Artikelnummer: CM0019273

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ZNF645 (E3 Ubiquitin-Protein-Ligase CBLL2), validiert für WB und ELISA. Erkennt Maus- und Rattenproteine. Unverzichtbar für Studien zur Ubiquitin-Ligase und Hodenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF645 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CT138, HAKAIL, ZNF645
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	158506
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 346-425 von humanem ZNF645 (NP_689790.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8N7E2
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel