

Anti-Znf677 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Xu0

Artikelnummer: CM0024315

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches ZNF677 (68 kDa) gerichtet ist, für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der transkriptionellen Regulation und DNA-bindender Kernproteine.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF677 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF677
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	342926
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 50-200 von menschlichem ZNF677 (NP_872415.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86XU0
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel