

Anti-Znf683 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Iz20

Artikelnummer: CM0027090

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ZNF683 (Hobit) für Western Blot und ELISA. Vorhergesagtes Molekulargewicht 57 kDa. Geeignet für die Erforschung der Biologie gewebständiger Lymphozyten und der Immunzellretention.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF683 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Hobit, ZNF683
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	257101
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 420-524 von humanem ZNF683 (NP_001294854.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8IZ20
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel