

Anti-Znf688 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P0C7X2

Artikelnummer: CM0016151

Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen ZNF688, ein Zinkfingerprotein, das potenziell an der Transkriptionsregulation beteiligt ist, validiert für Western Blot (WB) und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF688-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF688
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	146542
GeneID	146542
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 80-180 des menschlichen ZNF688 (NP_660314.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P0C7X2
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Kühlakku