

Anti-Znf711-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q9Y462

Artikelnummer: CM0020804



Einführung

Für WB und ELISA validierter polyklonaler ZNF711-Kaninchenantikörper. Erkennt humanes ZNF711 (ZNF6, CMPX1), einen für die Gehirnentwicklung essenziellen Transkriptionsregulator. Ideal für die neurowissenschaftliche Forschung und die Entwicklung diagnostischer Verfahren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF711-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF4; ZNF5; ZNF6; CMPX1; MRX65; MRX97; XLID97; Zfp711; dj75N13.1; ZNF711
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7552
GeneID	7552
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 des humanen ZNF711 (NP_001317503.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y462
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Kühlakku