

Anti-Znf75A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96N20

Artikelnummer: CM0020364

Einführung

ZNF75A Kaninchen-polyclonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches ZNF75A, ein Transkriptionsregulator. Für die Genregulationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF75A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF75A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7627
GenID	7627
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-296 von menschlichem ZNF75A entspricht (NP_694573.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96N20
Proteinmasse	35 kDa
Versand	Eisbeutel