

Anti-Znf76 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P36508

Artikelnummer: CM0024059

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ZNF76, ein Transkriptionsfaktor, der RNA-Pol II/III reguliert. Validiert für WB, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Genexpressions- und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF76 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ZNF76; D6S229E; ZNF523; Zfp523; Zinkfingerprotein 76
Spezies	Mensch
Gen-ID	7629
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 463-570 des menschlichen ZNF76 (NP_003418.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P36508
Proteinmasse	56 kDa/61 kDa
Versand	Eisbeutel