

Anti-Znf76-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P36508

Artikelnummer: CM0022840

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen den menschlichen Transkriptionsfaktor ZNF76 für Anwendungen in Western Blot und ELISA. Validiert in menschlichen, Maus- und Rattenproben. IVD-Rohmaterial in Forschungsqualität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ZNF76-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	ZNF523; Zfp523; D6S229E; ZNF76
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7629
GeneID	7629
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 100-170 des menschlichen ZNF76 (NP_003418.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P36508
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Kühlakku