

Anti-Znf766 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q5Hy98

Artikelnummer: CM0024639

Einführung

ZNF766 Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Zielt auf ein 55 kDa großes nukleares Zinkfingerprotein ab, das an der Transkriptionsregulation beteiligt ist. Ideal für die Genexpressionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF766 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF766
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	90321
GenID	90321
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 60-190 des humanen ZNF766 (NP_001010851.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q5HY98
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel