

Anti-Znf768 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H5H4

Artikelnummer: CM0023356

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes ZNF768, geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt Maus-ZNF768. Ideal für Studien zu Chromatinbindung und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF768 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF768
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	79724
GeneID	79724
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 140-270 des humanen ZNF768 (NP_078947.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9H5H4
Proteinmasse	60 kDa
Versand	Eisbeutel