

Anti-Znf777-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uld5

Artikelnummer: CM0023207

Einführung

ZNF777 Kaninchen-pAb, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch und Maus. Ideal für Forschung zur transkriptionellen Repression und Hemmung der Zellproliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF777 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF777
Spezies	Mensch
Gen-ID	27153
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 532-831 von menschlichem ZNF777 (NP_056509.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9ULD5
Proteingewicht	94kDa
Versand	Eisbeutel