

Anti-Znf785 Polyklonale Antikörper Für Wb, Elisa - A8K8V0

Artikelnummer: CM0030861

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ZNF785, reaktiv mit Mensch und Maus, für WB- und ELISA-Anwendungen. Validiert für Forschungszwecke in Studien zur Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZNF785 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF688; ZNF785
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	146540
Gen-ID	146540
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 200-405 des humanen ZNF785 (NP_689671.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	A8K8V0
Proteinmasse	46 kDa
Versand	Eisbeutel