


Anti-Zo-1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q07157

Artikelnummer: CM0011398



Einführung

Kaninchen monoklonaler ZO-1 Antikörper für IF/ICC, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-ZO-1 (Q07157). Unentbehrlich für die Erforschung von Tight Junctions und Studien der epithelialen Barriere.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZO-1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	ZO-1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7082
GenID	7082
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-320 des menschlichen ZO-1 (NP_009093.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q07157
Proteinmasse	195 kDa
Versand	Eisbeutel