


Anti-Zo-1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-F, Ihc-P, Elisa - P39447

Artikelnummer: CM0005134



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen das ZO-1 Tight-Junction-Protein der Maus. Validiert für WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. ~195 kDa. Geeignet für die Erforschung der Tight-Junction-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZO-1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ZO1
Art	Maus
GenID (Mensch)	7082
GenID (Maus)	21872
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1525-1621 von Maus ZO-1 (NP_033412.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P39447
Proteingewicht	195 kDa
Versand	Eisbeutel