


Kaninchen-Polyklonaler Anti-Zo-1-Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q07157

Artikelnummer: CM0017315



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen ZO-1 (Tight-Junction-Protein 1). Validiert für die Anwendungen Western Blot, Immunfluoreszenz an Paraffinschnitten und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Tight Junctions.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ZO-1-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	ZO-1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7082
Gen-ID	7082
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 18-273 des humanen ZO-1 (NP_003248.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q07157
Proteingewicht	195 kDa
Versand	Kühlakku