

Anti-Zp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P60852

Artikelnummer: CM0013989

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches ZP1 (Zona pellucida sperm-binding protein 1) gerichtet ist, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Fruchtbarkeits- und reproduktionsbiologische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OOMD; ZPB1; OOMD1; HEL163; OZEMA1; ZP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	22917
Gen-ID	22917
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P60852
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel