

Anti-Zp2 Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q05996

Artikelnummer: CM0014475



Einführung

Anti-ZP2 polyklonaler Antikörper, gewonnen in Kaninchen, validiert für WB, IF-P und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem, murinem und Ratten-ZP2. Geeignet für Studien zur Oozyten-Zona pellucida und Befruchtung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	ZPA; Zp-2; OOMD6; OZEMA6; ZP2
Spezies	Mensch
Gen-ID	7783
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 651-745 des menschlichen ZP2 (NP_003451.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q05996
Proteinmasse	82 kDa
Versand	Eisbeutel