

Anti-Zp3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P21754

Artikelnummer: CM0016425

Einführung

Hochwertiger ZP3 Kaninchen-pAb für WB, IF-P, ELISA Anwendungen. Erkennt menschliches, murines und rattespezifisches ZP3-Protein, ein wichtiger Spermienrezeptor in der Zona pellucida. Ideal für Fruchtbarkeits- und reproduktionsbiologische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZP3 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ZPC; ZP3A; ZP3B; Zp-3; OOMD3; OZEMA3; ZP3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7784
GenID	7784
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 246-345 von menschlichem ZP3 (NP_001103824.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21754
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel