

Anti-Zbpk Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Bs86

Artikelnummer: CM0022453

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ZBPB, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Geeignet zum Nachweis von ZBPB in Human-, Maus- und Rattenproben. Beteiligt an der Akrosomverdichtung und der Spermium-Oozyten-Interaktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZBPB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZBPB1; SPGF66; ZBPB
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	11055
Gen-ID	11055
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 45-200 von humanem ZBPB (NP_008940.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BS86
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eistasche