

Anti-Zranb3 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Fwf4

Artikelnummer: CM0027651



Einführung

ZRANB3 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Er zielt auf die DNA-Annealing-Helikase und Endonuklease ZRANB3 für die Forschung zu Replikationsstress ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZRANB3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	AH2; 4933425L19Rik; ZRANB3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84083
GenID	84083
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 818-1077 von menschlichem ZRANB3 enthält (NP_001273497.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5FWF4
Proteingewicht	123 kDa
Versand	Eisbeutel