

Anti-Zscan1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Nbb4

Artikelnummer: CM0021802

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ZSCAN1 (auch bekannt als MZF-1, ZNF915). Validiert für Western Blot und ELISA, erkennt einen nukleären Transkriptionsfaktor von ~45 kDa. Geeignet für die Untersuchung der Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZSCAN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MZF-1; ZNF915; ZSCAN1
Spezies	Mensch
GeneID	284312
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von humanem ZSCAN1 (NP_872378.3) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8NBB4
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eistasche