

Anti-Zscan21 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y5A6

Artikelnummer: CM0019076

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes ZSCAN21 (ZNF38, Zfp1), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Genregulations- und Spermatogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZSCAN21 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF38; Zfp1; NY-REN-21; ZSCAN21
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	7589
Gen-ID	7589
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 130-280 von humanem ZSCAN21 (NP_666019.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5A6
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eistasche