

Anti-Zswim1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Br11

Artikelnummer: CM0013445

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches ZSWIM1 gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Erkennt Maus-ZSWIM1. Zur Untersuchung von Zinkfinger-SWIM-Domain-Proteinen und zur Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZSWIM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C20orf162; ZSWIM1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	90204
Gen-ID	90204
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 411-485 von menschlichem ZSWIM1 (NP_542170.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9BR11
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel