

Anti-Zwint Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O95229

Artikelnummer: CM0030543



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches ZWINT gerichtet ist und für WB, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Erkennt die Untereinheit ZWINT des äußeren Kinetochor-KNL1-Komplexes, die für die Chromosomensegregation essentiell ist. Ideal für Studien zur Mitose und zum Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ZWINT Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SIP30; ZWINT1; KNTC2AP; HZwint-1; ZWINT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11130
GenID	11130
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-277 von menschlichem ZWINT (NP_008988.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95229
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel