

Monoklonaler Anti-Zyxin-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15942

Artikelnummer: CM0006641

Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Zyxin (Q15942), geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt endogenes Protein bei 61 kDa. Kreuzreaktiv mit Maus. Ideal für die Erforschung von Zelladhäsion und fokaler Adhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Zyxin-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ESP-2; HED-2; Zyxin
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7791
GeneID	7791
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 des humanen Zyxins (Q15942) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15942
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Kühlakku