

Anti-Zyxin Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15942

Artikelnummer: CM0022358

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches Zyxin (ESP-2, HED-2), geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu fokalen Adhäsionen und dem Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Zyxin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ESP-2, HED-2, Zyxin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7791
Gen-ID	7791
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 350-572 von menschlichem Zyxin (NP_003452.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15942
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel