


Anti-Zzz3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Iyh5

Artikelnummer: CM0012894



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ZZZ3 (ATAC1) für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Ratte. Nützlich für die Untersuchung von Histon-Acetylierung und der Funktion des ATAC-Komplexes bei der transkriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZZZ3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATAC1; ZZZ3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	26009
Gen-ID	26009
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-280 von humanem ZZZ3 (Q8IYH5) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q8IYH5
Proteingewicht	102kDa
Versand	Eisbeutel