


Antxr2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P58335

Artikelnummer: CM0025863



Einführung

ANTXR2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielgerichtet ist Anthrax-Toxin-Rezeptor 2 (CMG2), geeignet für die Untersuchung der Anthrax-Pathogenese und Wechselwirkungen mit der extrazellulären Matrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ANTXR2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HFS; ISH; JHF; CMG2; CMG-2; ANTXR2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	118429
Gen-ID	118429
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 34-300 von menschlichem ANTXR2 (NP_001139266.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
An>Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P58335
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel