


Aoc1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P19801

Artikelnummer: CM0029314



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper, hergestellt gegen humanes AOC1 (Diaminoxidase/Histaminase). Verifiziert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Allergien, Immunantwort und Aminstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AOC1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	ABP; DAO; KAO; ABP1; DAO1; AOC1
Spezies	Mensch
Gen-ID	26 (menschlich)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-300 von humanem AOC1 (NP_001082.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P19801
Proteingewicht	85 kDa
Versand	Eisbeutel