


Ap2B1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P63010

Artikelnummer: CM0007354



Einführung

AP2B1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf die Beta-Untereinheit des AP-2 Clathrin-Adapterkomplexes ab, der an der Endozytose beteiligt ist. Ideal für die Vesikeltransport- und Neurowissenschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AP2B1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	AP2B1, ADTB2, AP105B, AP2-BETA, CLAPB1, AP-2 complex subunit beta
Spezies	Mensch
Gen-ID	163
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 752-951 von menschlichem AP2B1 enthält (NP_001025177.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P63010
Proteingewicht	98kDa/104kDa/105kDa
Versand	Eisbeutel