

Ap3B1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O00203

Artikelnummer: CM0027171



Einführung

AP3B1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB), IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-AP-3-Komplex-Untereinheit beta-1 (O00203). Ideal für die Untersuchung des lysosomalen Protein-Sortings und verwandter Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AP3B1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PE; HPS; HPS2; ADTB3; ADTB3A; AP3B1
Spezies	Human
GeneID (human)	8546
GeneID	8546
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 895-1094 von humanem AP3B1 (NP_003655.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O00203
Proteingewicht	121kDa
Versand	Eisbeutel