


Apaf1 Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Elisa - O14727

Artikelnummer: CM0018635



Einführung

APAF1 Kaninchen pAb (O14727) ist ein polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten APAF1, ein zytoplasmatisches Protein, das die Cytochrom-c-abhängige Caspase-9-Aktivierung und Apoptose vermittelt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APAF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CED4; APAF-1; APAF1
Spezies	Human
GeneID (human)	317
GeneID	317
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 470-600 von humanem APAF1 (NP_863651.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O14727
Proteingewicht	38-142 kDa
Versand	Eisbeutel