

Apc Anti-Cd141/Thrombomodulin Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P07204

Artikelnummer: CM0005395

Einführung

APC-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen humanes CD141/Thrombomodulin gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert wurde. Das Immunogen umfasst die extrazelluläre Domäne (aa 19-515). Geeignet für Endothelzell- und Gerinnungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Human CD141/Thrombomodulin mAk
Bemerkungen/Alias	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
	Mensch
GenID (Mensch)	7056
GenID	7056
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-515 von humanem CD141/Thrombomodulin (NP_000352.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P07204
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel