

Apc Anti-Cd158A/Kir2DL1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P43626

Artikelnummer: CM0010467



Einführung

APC-konjugierter kanin monoklonaler Antikörper gegen humanes CD158a/KIR2DL1. Entwickelt für die durchflusszytometrische Analyse der Expression und Funktion von inhibitorischen Rezeptoren auf NK-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kanin Anti-Mensch CD158a/KIR2DL1 mAk
Anmerkungen/Aliae	NKAT1; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3802
Gen-ID	3802
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-245 von humanem CD158a/KIR2DL1 (NP_055033.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P43626
Proteinmasse	39 kDa
Versand	Eisbeutel