

Apc Anti-Cd25 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01590

Artikelnummer: CM0004618

Einführung

APC-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD25 (IL-2R α , p55). Validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Forschung zu regulatorischen T-Zellen und Immuntoleranz in murinen Modellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen-anti-Maus CD25 mAk
Bemerkungen/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3559
GenID	16184
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-236 von Maus-CD25 (NP_032393.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01590
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel