


Apc Anti-Cd66B Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P31997

Artikelnummer: CM0005866



Einführung

APC-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD66b (CEACAM8, NCA-95). Der Antikörper erkennt das CD66b-Antigen, ein Zelladhäsionsmolekül auf Neutrophilen. Er wird als APC-Konjugat für den direkten Nachweis bei durchflusszytometrischen Anwendungen bereitgestellt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen Anti-Mensch CD66b mAk
Bemerkungen/Alias	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1088
GeneID	1088
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 35-319 des humanen CD66b (NP_001807.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P31997
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel