

Apc Anti-F4/80 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q61549

Artikelnummer: CM0009126

Einführung

APC-konjugierter Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen das Maus-F4/80-Antigen. Validiert für Durchflusszytometrie-Anwendungen, geeignet zum Nachweis von Makrophagen in murinen Proben. Swisss-Prot Q61549.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Maus F4/80 mAb
Bemerkungen/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gp480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Spezies	Maus
GeneID (Human)	2015
GeneID	13733
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 28-644 von Maus-F4/80 (NP_034260.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q61549
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel