

Apc Anti-Human Cd101/Igsf2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q93033

Artikelnummer: CM0011465

Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes CD101 (IGSF2, V7, EWI-101) gerichtet ist. Entwickelt für die Durchflusszytometrie, erkennt er humanes CD101, einen T-Zell-Proliferationsinhibitor, der auf Immunzellen und dendritischen Zellen exprimiert wird.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	APC Kaninchen anti-Human CD101/IGSF2 mAk
Bemerkungen/Alias	V7; IGSF2; EWI-101
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9398
GenID	9398
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-410 von humanem CD101/IGSF2 (NP_004249.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q93033
Proteingewicht	115kDa
Versand	Eisbeutel