


Apc Anti-Human Cd156C/Adam10 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - O14672

Artikelnummer: CM0005537



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes ADAM10 (CD156c) gerichtet ist. Speziell entwickelt für die Durchflusszytometrie-Detektion von ADAM10, einer wichtigen Shedase, die an der Ektodomain-Shedding, Notch-Signalisierung und der Alzheimer-Krankheit beteiligt ist. Forschungsgradiges IVD-Rohmaterial.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Kaninchen anti-Human CD156c/ADAM10 mAk
Bemerkungen/Alias	RAK; kuz; AD10; AD18; MADM; CD156c; CDw156; HsT18717
Spezies	Mensch
Gen-ID	102
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 214-672 von humanem ADAM10 (NP_001101.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14672
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eisbeutel