


Apc Anti-Human Cd163 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q86Vb7

Artikelnummer: CM0010996



Einführung

APC-konjugierter monoklonaler Maus-Antikörper, der gegen den menschlichen CD163 (M130) Scavenger-Rezeptor gerichtet ist. Validiert für die durchflusszytometrische Detektion von Monozyten und Makrophagen. Ideal für Immunphänotypisierung, Entzündungs- und Makrophagenaktivierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	APC Maus anti-Human CD163 mAb
Bemerkungen/Alias	M130; MM130; SCAR11
Spezies	Mensch
Gen-ID	9332
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem CD163
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q86VB7
Proteingewicht	125kDa
Versand	Eisbeutel